

OZONFIX^{oliv}

SKŁAD:

Kwasy tłuszczowe: oleinowy, linoleinowy, palmitynowy, stearynowy, α-linoleinowy i ozonoidy oligomeryczne tych kwasów (polinadtlenki), jony tlenu nie mniej niż 4,9g/l

WŁAŚCIWOŚCI

OZONFIX oliv ma bardzo zbliżone właściwości bio-bójcze do czystego ozonu. Spełnia warunki normy PN-EN 1040:2006: Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Produkt jest JAŁOWY. Jest naturalnym filtrem, SPF=7,5

OZONFIX oliv doskonale wchłania się w skórę, transportując do skóry właściwej jony tlenu. Utlenia histaminę i wolną hemoglobinę, dotlenia tkanki w miejscu zastosowania. Aktywny tlen wchodzi bezpośrednio w reakcje komórkowe. Przyspiesza metabolizm w miejscu zastosowania. Może być wykorzystywany do niszczenia mikroorganizmów chorobotwórczych: bakterii, grzybów, dezaktywacji wirusów.

OZONFIX oliv łagodzi podrażnienia, zabezpiecza uszkodzoną skórę (błonę śluzową) przed powikłaniami bakteryjnymi, grzybiczymi. Znosi ból i świąd. Uwalniające się jony tlenu

stymulują wytwarzanie cytokin, co sprzyja ziarninowaniu ran. Uelastycznia naskórek.

ZASTOSOWANIE

WYŁĄCZNIE do zastosowania zewnętrznego na skórę, paznokcie i błony śluzowe, bez ograniczeń wiekowych.

Zmniejsza przykre efekty w przypadku ukąszenia np. przez pszczołę, komara, meszki itp. Działa antyalergiczenie, przeciwzapalnie.

W przypadku odparzeń np. pieluszkowych, poparzeń słonecznych, chemicznych, od naświetlań bombą kobaltową. Odmrożeń. Dotlenione tkanki szybciej się rewitalizują. W przypadku trądziku, relatywnie zmniejszają ilość wyprysków, ze względu na szybszą rewitalizację skóry i zabezpieczenie wyprysków przed powikłaniami bakteryjnymi (przy regularnym stosowaniu).

U osób ze skórą atopową, łuszczycą (wspomagająco), egzemą, w zespole stopy cukrzycowej, przy odleżynach. OZONFIX oliv doskonale nawilża skórę, a zawarte jony tlenu zabezpieczają skórę przed mikro światłem zewnętrznym, dotlenia. W przypadku odleżyn i stopy cukrzycowej stosować jako dotleniacz także profilaktycznie. OZONFIX oliv można stosować na

świeże rany pooperacyjne, szybciej się rewitalizują.

Błyskawiczne niszczenie wirusów np. opryszczki, nie pozwala na tworzenie się zmian na ustach, a jeśli już są to przyspiesza ich rewitalizację. Podobnie może zadziałać w przypadku ospy wietrznej, dodatkowo znosi świąd. Stosować w zapaleniu błon śluzowych jamy ustnej, pleśniawkach, grzybicy, również na narządach intymnych. Antybakteryjnie np.: zapalenie ucha, powikłania na ranach.

OZONFIX oliv można stosować do celów kosmetycznych. Ujędrniania, dotlenienia skóry (Infuzja tlenowa), do walki z cellulitem. Przyspiesza wchłanianie się krwiaków podskórnych, wybroczyn (zastosować od razu po incydencie, nie działa na istniejące siniaki).

OZONFIX oliv jest jałowy, a zatem można go stosować na otwarte rany. Dezynfekcja paznokci po zdjęciu „hybrydy”, wycinaniu skórek, po depilacji i innych inwazyjnych zabiegach na ciało (peeling, mezoterapia, Plasma Complex itp.), znosi ból i przyspiesza rewitalizację, zabezpiecza przed powikłaniami bakteryjnymi i grzybiczymi. OZONFIX oliv NIE UODPARNIA DROBNOUSTROJÓW NA SWOJE DZIAŁANIE, co czyni go bezpiecznym preparatem do codziennego użytku.

SPOSÓB APLIKACJI

Dezynfekcyjnie, OZONFIX oliv należy nanieść w sposób jałowy za pomocą zintegrowanego z opakowaniem pipety-kropplomierza OZONFIX oliv na ranę i jej okolice. Dla lepszego działania preparatu rana powinna być czysta i pozbawiona tkanek martwiczych.

Stosować 2 do 3 razy dziennie przez okres minimum 5 dni. Przy ranach płytkich można nie stosować opatrunku, tylko lekko wetrzeć. Przy ranach głębokich stosować do tzw. opatrunków mokrych poprzez nasączenie jałowej gazy OZONFIX oliv i pozostawienie na dłuższy okres. Opatrunki zmieniać co najmniej raz dziennie. OZONFIX oliv może służyć do czyszczenia ran. Kosmetycznie OZONFIX oliv lepiej działa po zastosowaniu na suchą skórę.

EFEKTY UBOCZNE, PRZECIWWSKAZANIA

Preparat działa przeciwhistaminowo, nawet przez skórę. Zacerwienie skóry po zastosowaniu OZONFIX oliv może świadczyć o silnej reakcji z utlenianą histaminą. Zastosowanie powinno ustąpić po kilkudziesięciu minutach bez odczucia dyskomfortu. Połknięcie OZONFIX oliv skutkuje wyjąłowieniem przewodu pokarmowego i biegunką. Należy stosować probiotyki.

PRZECHOWYWANIE

OZONFIX oliv należy przechowywać bez dostępu światła i wody w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Trwałość preparatu- 12 miesięcy od otwarcia opakowania.

Producent: ENERGOMAT

Robert Matuszewski
05-140 Serock Cupel
ul. Nadbużańska 4
www.ozonfix.com

OZONFIX oliv

COMPOSITION:

Fatty acids: oleic acid, linolenic acid, palmitic acid, stearic acid, α -linolenic acid and oligomeric ozonides of these acids (polyperoxides), oxygen ions not less than 4,9 g/l.

PROPERTIES

OZONFIX oliv has very similar biocidal properties to pure ozone.

This product meets the standards of PN-EN 1040:2006: Chemical disinfectants and antiseptics.

OZONFIX oliv is STERILE.

It is a natural sunscreen, SPF=7,5

This product is perfectly absorbed into the skin, transporting oxygen ions into the dermis.

It oxidizes histamine and free hemoglobin, oxygenates tissues at the site of application. Active oxygen is directly involved in cellular reactions.

It accelerates metabolism at the site of application, it may be used for virus inactivation and for killing pathogenic microorganisms such as bacteria and fungi. OZONFIX oliv soothes skin irritation, protects damaged skin (mucosa) from bacterial and fungal complications.

It eliminates pain and itching.

The released oxygen ions stimulate the production of cytokines, which pro-

motes wound granulation. This product makes the epidermis more flexible.

APPLICATION

This product can ONLY be used for external use on the skin, nails and mucous membranes. There are no age restrictions.

OZONFIX oliv reduces the unpleasant effects of, for example, bee, mosquito and blackfly bites. It has anti-allergic and anti-inflammatory effects.

It can be applied in the case of diaper dermatitis, sunburn, chemical burn, irradiation with the cobalt bomb, frostbite. Oxygenated tissues revitalise faster. In the case of acne, they relatively reduce the number of pimples due to faster skin revitalization and protection of the pimples against bacterial complications (when used regularly).

For those with atopic skin, psoriasis (when used as a supportive product), eczema, diabetic foot syndrome or bedsores.

OZONFIX oliv perfectly moisturizes the skin and contained oxygen ions protect the skin from the external microenvironment. The skin is oxygenated. In the case of bedsores and diabetic foot, OZONFIX oliv should be used as an oxygenator (also preventively).

This product can be applied to fresh post-operative wounds – they revitalise faster.

Thanks to instant killing of viruses, such as herpesviruses, this product prevents from the formation of lesions on the lips. If they already are, OZONFIX oliv accelerates lip revitalization. This product can work for chickenpox in a similar way; it additionally eliminates itching. Apply OZONFIX oliv in the case of oral mucositis, oral candidiasis, fungal infection (also on genital area).

Because of its antibacterial properties, this product can also be applied in the case of, for example, otitis, complications of wounds.

OZONFIX oliv can be used for cosmetic purposes, firming the skin, skin oxygenation (oxygen infusion), fighting cellulite. This product accelerates the absorption of subcutaneous hematoma and petechiae (apply OZONFIX oliv immediately after the incident, as it does not work on existing bruises).

OZONFIX oliv is sterile. Therefore it can be applied to open wounds.

This product can be used as a disinfectant after the removal of hybrid manicure from nails, cuticle cutting, depilation and after other invasive body treatments (peeling, mesotherapy, Plasma Complex, etc.) – OZONFIX oliv relieves pain and accelerates revitalisation, protects against bacterial and fungal complications.

OZONFIX oliv is a safe product for everyday use because it DOES NOT MAKE MICROORGANISMS RESISTANT TO ITS EFFECTS.

APPLICATION METHODS

For disinfection use, OZONFIX oliv needs to be applied in a sterile environment using the OZONFIX oliv pipette

dropper (included in the package) on the wound and its surrounding area. A hint for the product to work better: the wound should be clean and free of necrotic tissue. Apply this product 2 to 3 times daily for at least 5 days. In the case of shallow wounds, there is no need to apply a dressing – just rub OZONFIX oliv lightly. For deep wounds, apply wet dressings by soaking a sterile gauze in OZONFIX oliv, leaving it on for longer time. Change dressings at least once a day. OZONFIX oliv can be used for cleansing wounds.

Cosmetically OZONFIX oliv works better when applied to dry skin.

SIDE EFFECTS, CONTRAINDICATIONS

This product has an antihistamine effect, even through the skin. Redness after the application of OZONFIX oliv may indicate a strong reaction with oxidised histamine. The redness should subside after several minutes without any feeling of discomfort.

Ingestion of OZONFIX oliv results in depletion of the gastrointestinal tract and diarrhoea. Probiotics should be used.

STORAGE

Store OZONFIX oliv away from light and water. Keep it at room temperature in a hermetically sealed package. Shelf life of the product – 12 months after opening of the package.

Manufacturer: ENERGOMAT

Robert Matuszewski
05-140 Serock Cupel
ul. Nadbużańska 4
www.ozonfix.com