

Informacje ogólne

Nr referencyjny CPNP: 3264253
Nr referencyjny przemysłu: Nie dotyczy
Wersja: 3
Data pierwszego zgłoszenia: 05/02/2020 11:08:18
Data ostatniej zmiany: 18/03/2021 18:25:44

Nazwa produktu	Cienie (w stosownych przypadkach)	Język
OZONFIX LEN		Polski
OZONFIX FLAX		English

Produkt specjalnie przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia: Tak

ID: 112459
Osoba odpowiedzialna: ENERGOMAT
Adres osoby odpowiedzialnej: Cupel Nadbużańska 4 05-140 Serock Polska
Nr tel.: +48 501 110 348
Nr faksu:
Adres e-mail: info@ozonfix.com

Osoba wyznaczona do kontaktów: Robert Matuszewski
Adres osoby wyznaczonej do kontaktów: Nadbużańska 4 05-140 Serock Polska
Nr tel.: 501 110 348
Dodatkowy nr tel. 1:
Dodatkowy nr tel. 2:
Nr faksu:
Adres e-mail: info@ozonfix.com

Produkt przywożony do Wspólnoty: Nie
Państwo członkowskie, w którym produkt został po raz pierwszy wprowadzony do obrotu: Polska

Szczegółowe dane dotyczące produktu

Poziom kategorii (1>2>3): Produkty do skóry > Produkty do pielęgnacji skóry > Produkty do pielęgnacji ciała

Postać fizyczna Płyn

Aplikator/opakowanie: Inne





Rodzaj zgłoszenia: Dokładne stężenia

	Substancja	Wartość (wartość procentowa masy)	
Pełny skład			
Nazwa receptury OLIWKA DO SKÓRY			
Dokument dotyczący składu jakościowego i ilościowego			
CMR			
Brak			
Nanomateriały			
Brak			


Pozostałe informacje istotne dla ośrodków toksykologicznych

CAS 109646-19-7

Oryginalne opakowanie (zdjęcie)

Nazwa	Opcje
_MG_8853k.jpg	
_MG_8926k.jpg	
_MG_8858.jpg	
IMG_8647k.jpg	

Oryginalne oznakowanie (rysunek)

Nazwa	Opcje
etykieta ozonfix_50x100 PRESS.pdf	

Oryginalne oznakowanie (tekst)

SKŁAD: Olej lniany ozonowany, zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny Ω3 i ich ozonidy oligomeryczne (polinadtlenki). Zawartość ozonu w postaci związanej z kwasami tłuszczowymi ca 4,91g/l ZASTOSOWANIE: OZONFIX LEN przeznaczony jest do pielęgnacji skóry ze zmianami bakteryjnymi, grzybiczymi i wirusowymi. OZONFIX LEN ułatwia odbudowę naskórki zmienionej chorobowo, dając bardzo dobre efekty terapeutyczne w opryszczce, trądziku młodzieńczym, oparzeniach i owrzodzeniach. OZONFIX LEN znosi ból i świąd, działa antyalergicznie. Produkt naturalny przebadany dermatologicznie. DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE: Należy zapoznać się z treścią dołączonej ulotki. PRZECHOWYWANIE: OZONFIX LEN należy przechowywać bez dostępu światła i wody w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Prod ucent : ENERGOMAT Robert Matuszewski 05-140 Serock, Cupel ul. Nadbużańska 4 www.ozonfix.com
Data ważności : Nr serii:

Uwagi właściwych organów / ośrodków zatruć

--